



BESTENS VERSORGT – FÜR EINE GESUNDE WELT

medical products

Ihr medizinischer Fachkatalog

medical products 2011

Inhalt

1	Labor bedarf	13-128
2	Praxisbedarf	129-282
3	Praxiseinrichtung	283-330
4	Verbandmitte L	331-456
5	hygiene	457-524
6	eKg - uLtrascha LL	525-554
7	röntgen	555-586
8	hos Pit aLbedarf	587-726
9	in Kontinenz	727-766
10	notf aLLmedizin	767-874
11	Pf Legebedarf	875-976

Sortimente und Preise freibleibend.
Keine Haftung bei Irrtümern oder Druckfehlern.

© servoprax GmbH

Alle Preise in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Stand: Mai 2011

INDEX

medical products 2011

1-Way Senset Inkontinenzslips	766	Alkoholwischstäbchen	375	Aquasonic Pads	542
2-Rad-Gehgestell	898	Allergiebettwäsche	933	Aquasonic Ultraschallgel	542
2-Stufen Auftritt	295	Allergielanzetten Mediware	27	Aquastop Verbandschutz	922
3-Wege-Hahn	694	Allewyn Produkte	358 - 361	Arbeitsstühle	306
4-Fuß-Gehstütze	898	Aloe Vera Produkte	466	Arm- und Beinauflagen	295
A					
Abdeckfolie	723	Alu-Rollator XL	900	Ärmelschoner	76, 651
Abdeckhaube für Korbtrage	851	Alu-Rollatoren	894, 895	Arterienklemmen	196, 216
Abdecktücher	655 - 660	Aluminium Notfallkoffer	826 - 829	Arthrodesenkissen	889
Abfallbeutel	183	Aluminium Schaufeltragen	846, 847	Arthroskopiesets	658, 753
Abfallbeutel mit Klebefestigung	523	Aluminiumleuchten	154	Ärztkrepp Mediware	514, 515
Abfallboxen	507	Aluminiumsplints	840, 841	Aseptoman	471
Abfallcontainer	45	Alvemed Syntex Handschuhe	622	Astrohaube	633
Abfalleimer	184, 185, 321	Ambulanzdecke	856	Atemgasbefeuchter	788, 789
Abfallsammler	320	Amnicot Fruchtblasensprenger	628	Atemkalk	689
Absaugbehälter	683, 685, 805	Ampullarien	821	Atemschutzmaske	869
Absaugpumpen	682 - 685, 802, 803	Ampullen-Ritzmesser	165	Atemschutzsets	871
Absaugunterbrecher	737	Ampullenöffner	165	Atemtrainer	262, 263
Abseilspinne	850	Analoge Waage	178	Atmos Aspiratoren	686
Abstrichbürsten	62, 63	Analysetrichter	44	Audiometer	162
Abstrichspatel Cervix	63	Anatomischer Gehstock	898	Aufbewahrungskästen	69, 71
Abstrichtupfer	38, 39, 58	Animo Einstiegshilfe	916	Aufbewahrungstasche für Korbtrage	852
Abtropf-Wandbrett	44	Anoskope	159	Aufblasbares Ringbecken	937
Accu-Chek Sensor Comfort Glucose	81, 82	Antibeschlagmittel	653, 654	Aufwachliege	312
Accutrend Plus Gerät	84	Antidekubitus Gelkissen	888	Augenhaken	238
Achselstützen	899	Antidekubitusmatratzen	942 - 947	Augenklappen steril	681
Acrylastic	425	Antifect Plus	497	Augenleuchten	153, 154
Adapter für Luer-Spritzen	610	Antistatische OP-Clogs	327, 328	Augenspülflaschen	872, 873
Adipositaswaage	179, 181	Applikatoren Kältetherapiesysteme	245, 246	Augenspülset	400
Aerosol Inhalationsgerät	260	AQ Point Nadeln	270	Augenwaschflaschen	47
Aircast-Schienen	444 - 446	AQ Tape, Strips	266 - 269	Auslaufhahn	534
Airway Breezer	796	Aqua Handtuchspender	512	Auslaufsicherer Trinkbecher	717, 718
Akkus und Ladegeräte	147	Aqua-Gel Gleitmittel	539	Autoanalyser Gefäße	31
Akupunktur-Detector	279	Aquacel Convatec	366	Autoclav-Selbstklebebeutel	250
Akupunkturmodelle	280, 281	Aquadest Laborwasser	122, 124	Autoclavbeutel	665
Akupunkturnadeln	270 - 275	Aquadest Spritze	739	Autoclaven	252 - 255
Albu-Mic Cleartest	114	Aquaflex Vorlaufstrecke	541	Autodisc	87
Alkoholtupfer	22, 23, 164, 374, 375	Aquagel	737	B	
		Aquagel Gleitmittel	577	Babywaagen	176, 178, 180
		Aquasonic Clear	543		

Bacillo Tissue	489	Blasenspritzen	604, 605	Combiderm	364
Backpack Junior	820	Blasenspritzen Mediware	740, 741	Combitubus	795
Badeboy Wannendifter	913 - 915	Bleihand	214	Compidur	418
Badelifter	912 - 915	Blocker-Spritzen	739	Container mit Laufhahn	43
Badeschwämme	929	Blue Sensor Elektroden	532, 533	Containerlabel	663
Badesitze	925	Blue-Line Beatmungsbeutel	770, 771	Contour Set	87
Badezusätze	466	Blue-Tex Schutzhandschuhe	627	Convatec Stoma-Systeme	754, 755
Bakterienfilter	780	Blutdruckmessgeräte	138 - 146	Copolymer Handschuhe Softhand	624, 625
Baktolan	474	Blutentnahmegesät nach Strauß	594	Cotton Handschuhe	615
Baktolan Vital	477	Blutentnahmestuhl	292, 324	Coulter-Counter Gefäße	39
Baktolin	471	Blutentnahmesysteme	17, 24, 25	Coverflex	391
Baktolin Waschlotion	474	Blutgaskapillaren	16	Covermed	348
Balanceboard	970	Blutlanzetten	26, 28, 83	CPAP Masken	688, 689, 779
Ballkissen und Balancetrainer	969, 970	Blutprobengefäß	18	CPE Matratzenschutzbezüge	723
Ballonkatheter	730, 731	Blutsenkungssystem Sedisafe	55	CPE Überschuhe	647
Ballstuhl	969	Blutzuckermessgeräte	82	Cross-Tape	266, 267
Bariatrische Produkte	900 - 903	Blutzuckermessgeräte-Batterien	149	CRP Cleartest	107, 108
Barilux Kontrastmittel	584	Bodedex Forte	494	CTG Papiere	548
Bathmaster	912	Bodylotion	466	Cult-Dip Plus	92
Batterie-Absaugpumpe	805	Bolzenschneider	241	Curapor	352
Batteriekauder	242, 243	Bowie + Dick Test	662	Curapor Wundverband	344
Batterien	147 - 149	Brandwundversorgung	393 - 398	CurAveo Waschprodukte	460
Bauchgurtaschen	399	Braunoderm	469	Cutasept	472
Bayer Harnstest	78	Brustwand-Saugelektroden	536	Cutiplast	348
Bayha Skalpelle	677	Burnshield	393 - 395	Cutiplast Wundschnellverband	344
BD Plastipak Blasenspritzen	741	Burnshield	860 - 864		
Beatmungsbeutel	769 - 774	Burnshield Sets	864	D	
Beatmungsfolie Quick Breezer	781	Bürstenspender	499	D-Dimer Test	106, 116
Beatmungsmasken	776, 777			Darmklemmen	195
Becherspender	54	C		Darmrohre	573 - 575, 736
Beckenschlinge	836	Cardiac T Test	115	Darmschere	220
Beinbeutel	746	Cardioboard	797	Darmspülsystem	580
Beinfixierung	843	Cardiologie Stethoskop	135, 136	Dauernadeln	275
Beinhochlagerungsschiene	726	CarePlus Bettwäsche	933	DCT Einwegkatheter	734 - 736
Beinling für Oberschenkel	747	Cavilon	365	DCT Sauerstoffzubehör	784 - 787
Beintrainer	976	Cellacast	437	DCT Urinbeutel	742 - 745
Beistellwagen	289	Cellona Binden	432	DCT Vernebler	787
Bereitschaftswagen	286	Celltip Abstrichbürsten	62, 63	Deckgläser	65
Bergetuch	853	Cervicalstützen	839	Defibrillatoren	810 - 812
Bergungsdecke	858	Cervix Abstrichspatel	708	Dental-Patientenschutz	567
Beschichtete Kompressen	357	Chargen-Kontrollzettel	663	Derby Toilettenaufsatz	906
Besucherarbeitskittel	642, 643	Chirurgenhauben	636	Dermafreeser Warzenentfernungsmittel	245
Betreuerkoffer	454 - 456	Chirurgiesauger	684, 685	Dermojet	210
Bett-Abdeckfolie	723	Chirurgische Scheren	188	Desderman	467
Bett-Badewanne	936	Chirurgischer Universalwagen	285	Desinfektions- u. Reinigungsmittel	467 - 473
Bettbeutel	742 - 745	Chlamydia	101, 114	Desinfektionsmittelspender	504 - 505
Bettenwaage	179	Cidex	497	Desowasch	471
Bettleiter	932	CK-MB Cleartest	97	Diabetes-Systemtasche	89
Bettpfannen	749	Classic Stethoskop	136, 137	Diagnostiksets	153 - 161
Bettpolster	948	Clearline Breezer	769	Digitale Blutdruckmessgeräte	144 - 146
Bettschirme	321	Clearteste	95, 105 - 110	Digitemp Thermometer	152
Bewegungsbänder	972, 973	Clearview Test	95, 116	Digitemp Thermometerhüllen	631
Bidet-Sitz	910	Clinipack Container	523	Diluter-Röhrchen	34
Bilbao Dünndarmsonde	582	Coaguheck Test	115	DIN Koffer	824
Biolas Minilaser	279	Coagulometerröhrchen	33, 40	DIN Krankentrage	855
Biopsie-Hautstanzen	225, 680	Combi Pipettenspitzen	30	Dino Badehelfer	923
Biopsiekanülen	590, 599	Combi-Carrier	848	Dismofix Neutralreiniger	495
Biopsiezangen	201	Combi-Stopper	610	Dismozon Pur	489

Dispetten	56	Einwegschalen	720	Feuchte Pflegehandschuhe	461
Dongbang Nadeln	270, 271	Eisbeutel	453	Feuchttücher	460
Doppelhubpumpe	975	Eiswasser	464	Feuerlöschdecken	868
Doppelkontrast-Darmrohre	573 - 575	EKG Kleberinge	535	Fiberoptik Taschenotoskope	161
Doppelkopfstethoskope	133	EKG Untersuchungsliège	309	Fieberthermometer	152
Doppelschlauchsystem Dünndarm	581	EKG Zubehör	536	Fil-Zellin Kompressen	376
Dosen für Objektträger	69	EKG Zubehör für Pigmentdrucker	545, 546	Finger-Pulsoximeter	807, 809
Drahtschneidezangen	218, 219	Elastische Fixierbinden	401 - 406	Fingerlinge Softhand	628
Drehrollhocker	306, 307	Elastische Idealbinden	410 - 412	Fitnessband	973
Dreieckstücher	416	Elastische Zinkleimbinden	428, 429	Fitnesswaage	177
Dreieckstücher	870	Elastomull	403	Fixierband für Beinbeutel	747
Drogen-Speicheltest	113	Elastus Aktiv Bandage	404	Fixomull stretch	343
Druckerrollen	549	Elektrodencreme	537	Fixopet	29
Druckinjektor Dermojet	434	Elektrodengel	537	Flächen-Sprühdesinfektionsmittel	478 - 484
Druckknopfadapter	531	Elektrodenkontaktspray Servospray	539	Flachkopfstethoskope	132
Druckmanschetten	694	Elektrodenpapier Mediware	531	Flammenphotometerbecher	41
Druckminderer	788, 789	Elektronisches Fieberthermometer	152	Flaschenhalter	697
Dünndarm-Konnektor	576	Elektroscooter	877 - 883	Flexleuchten	296
Duodenalsonden	582	Elektrotrainer	976	Flow-Baby Ultraschallvernebler	261
Durapore	338	Ellbogen-/Fersenschutz	443	Fluchthaube	868
Duschgel Aloe Vera	466	Elodur Binden	422	Flügelkanülen	590, 591
Duschhocker	925, 926	End-to-End Kapillarpipetten	15	Flüssigseife	467
Duschklappsitze	927	Endo-Stylet Mandrin	793	Foleykatheter	731
Duschstühle	902, 924 - 927	Endotrachealtuben	791 - 793	Folienschilder	282
		Endotrachealtuben-Halter	790	Frauenkatheter	732, 733, 736
		Enghalsflaschen	61	Fripa Ärztekreppe	515
E		Ergon Komforttrage	849	Frontschürzen	558, 559
E-Bone Splint Schiene	440, 411, 698, 840, 841	Ersatzteile für Beatmungsbeutel	778	Frottée-Bettschutz	724
E.M.S. Geräte	958 - 962	Ersatzteile für Stethoskope	134	Frottéeplast Bezug	765
Easy Stretch Bezüge	302	Erste-Hilfe Verbandschränke	831	Funtionstische	294
Easygrab	920	Erste-Hilfe-Station	872	Fuß- und Beingel	462
Echtfelle	940, 941	Esemtan Pflegeschäum	470	Fußabsaugpumpe	687
Eclipse Ultraschall-Schutzhüllen	543	ESR Vakuumröhrchen	56	Fußbodendesinfektion Melsept	492
Economy Infusionsständer	300	Esslatz	498	Fußgelenkschienen	446, 447
Edelstahl OP-Hocker	306	Explorer Notfallkoffer	822	Fußmatten	330
Edelstahlleuchten	154	Extran MA01	124	Fußpflegebalsam	462
Edelstahlstethoskope	135	Extremitätenbänder	536		
Edelstahlwagen	286, 287	Extremitätentücher	659	G	
Edisonite	123			Gastrolux Kontrastmittel	585
EDTA Gefäß	18	F		Gazin Verbandmull	377
Einbeinhose	747	Fadenziehmesser	674, 675	Gebälseball	576
Eindrückstopfen	59	Fadenziehsatz	751	Geburtszangen	220, 229, 230
Einführungsmandrin	793	Fahrgestell für Krankentrage	855	Gefäßpinzetten	192
Einhängesitze für Badewannen	923	Fahrständer für Müllsäcke	182	Gefüllte Koffer	824 - 830
Einmal Guedeltuben	687	Fälschungstest / Adulteration Cleartest	112	Gehbock XXL	901
Einmal-Kanülen	589	Faltbare Taschenmaske	782, 783	Gehgestelle	893
Einmal-Mundschutz	638 - 640	Faltbarer Duschstuhl	924	Gehhilfen	896, 897
Einmal-Nabelklemmen	670	Falthandtücher	500 - 502	Gehstützen	896
Einmal-Pinzetten steril	671	Färbekästen	67	GelCast Sprunggelenkschiene	447
Einmal-Skalpelle	672 - 679	Farbige Elastische Fixierbinden	406, 407	Gelolast Elastic	426
Einmalkittel	586	Farbtafel Schmitz	325	Gelwärmer Thermasonic	541
Einmalpipetten Servoprax	15	Fasszange	221	Gerätetische	291
Einmalspritzen für Dispenser	29	Fax- und Videoprinterpapier	549	Gerinnungshäkchen Quick Stix	70
Einnahmebecher	711	Feather Blutlanzetten	27	Geschliffene Objektträger	65
Einnahmelöffel	711	Feather Skalpellgriffe	676	Gesichtsschutzschirm	869
Einweg-Nierenschalen	517	Feinstaubfiltermasken	866	Getränkehalter	892
Einweg-Rasierer	668	Feldbetten	858	Gigasept	487
Einweg-Tips	159	Festvolumen Mikropette	29	Gigasept Instrumentendesinfektion	496
Einweg-Waschhandschuh	501				

Gilson Pipettenspitzen	30	Hautküretten	226	Infusionsregler	693
Gipsbinden	432, 433	Hautmarker	681	Infusionssschienen	698
Gipssäge	203, 210, 434	Hautpflegemittel PC30	463	Infusionsset Medi-Wing	591
Gittertape AQ-Strip	266, 267	Hautschutzpaste	754	Infusionsständer	299 - 301, 324
Gleitgelspritze	737	Hautstanzen	680	Infusionsständerzubehör	290
Gleitmittelbeschichtete Katheter	732, 733	HB Mikroküvetten Hemocue	118	Infusionsverbinder	694
Glucomen Blutzuckermessgerät	86	Head-Fix Kopffixierung	842	Ingo-Man	505
Glucose Accutrend	84	Healthgard Schutzoverall	648, 649	Inhalationsgeräte	259 - 261
Glucoselösung	696	Healthgard Überschuhe	647	Injektionskissen	292
Glucotouch	80	Heartsave Defis	810, 811	Injektionsmittelspender	320
GlueMate Hautreinigungstuch	355	Hegar Dilatoren	202	Inkontinenz / E.M.S Geräte	960, 961
Glycerine Spritze	739	Heidelberger Verlängerung	693	Inkontinenz E.M.S. Geräte	762, 763
Gonadenschutz aus Bleivinyll	567	Heine Diagnostiksets	156 - 159	Inkontinenzauflage	948
Gota-Derm	359	Heißluftsterilisatoren	256 - 258	Inkontinenzpolster	891
Gota-Por Wundpflaster	342	Heißsiegelgeräte	250	Inkontinenzslips, waschbar	766
Gotac Hydrogelpflaster	364	Hellige Elektrodencreme	537	Instant-Kühlkompressen	449
Gotha-Fix Fixierpflaster	342	HemAway Aufsatz	910	Instillagel	737
Gothaplast	349	Hemo Fec	119	Instrumentendesinfektionsmittel	485 - 497
Gothaplast Fingerkuppenpflaster	352	Hemocue	117	Instrumentenpflege Ballistol	211
Gothaplast Injektionspflaster	350	Hettich Zentrifugen	73 - 75	Instrumentenschalen	247
Graduierte Messbecher	50, 51	Hexaquart	495	Instrumentenschranke	322
Griffpolster für Gehhilfen	899	Hi-Risk Schutzhandschuhe	76, 614	Instrumentenset OP	207
Gripper Port Nadeln	599	Histofluid Einbettmittel	66	Instrumententablett	721
Großanzeige-Blutdruckmesser	139	Histofreezer	246	Instrumententisch	290, 291
Guedeltuben	687, 796	Hochtemperaturkauter	242, 243	Insulinspritzen	607, 608
Gummi-Bettschutz	765	Hockerbezüge	302	Intermittierende Katheter	732, 733
Gummi-Bettstoff	724	Höhenverstellbarer Toilettensitz	908, 909	Intex Neo Strep A Plus Test	117
Gummi-Sitzringe	904, 970	Hohlmeissel	224	Intrafix Infusionsgeräte	695
Gummi-Wärmflaschen	453	Holzbügel für Röntgenschürzen	568	Intraossär Set	591
Gurtsysteme	843	Holzmundspatel	703	Intrasite Gel	362
H		Homo-Skelett	281	Inverness HCG Urintest	117
Haematokrit Platte	16	Hospivac Chirurgiesauger	684	Irisscheren	212
Haemoccult	119	Hüftschutz	950	Irrigator	749
Haemostiletten	27	Humanofecal Cleartest	98, 99	Isoliertrinkbecher	714
Hakenzange	202	Humanofecal Stuhlprobensammler	119	Isopropylalkohol	122
Halbmasken	867	Hydrojell Katheter	732, 733	J	
Halbmikroküvetten	40	Hydrospray	863	Jamshidi Biopsienadeln	598
Halbrollen	725	Hydrotül	365	Jelly Dest Gleitgel	737
Halbschürzen	565	Hyperventilationsbeutel	785	Junior Lifebox	819
Haltegriffe	918 - 921	I		K	
Halter für End-to-End Pipetten	16	I. V. Katheter Servoderm Kanülenfixierung	353	Kai Hautstanzen	226
Hammer	240	Idealbinden	410	Kalt-Warm-Kompressen	448 - 451
Hämorrhoiden Toilettenaufsatz	910	Idealhaft	419	Kältespray Servosport	464
Hand-Dosierpumpe	534	Igelbälle	968	Kaltlicht-Laryngoskope	800, 801
Hand-Pulsoximeter	806, 808	Illinois Biopsiekanülen	590	Kamerabezüge	658
Handgelenk-Blutdruckmessgeräte	143 - 146	Impfeschlingen	71	Kanülenbehälter	524
Handgelenkschienen	445	Incidin	304, 493	Kanülensammler	518 - 524, 722
Handtücher	330	Incidin Foam	484	Kanülenspender	304
Handtuchspender	502 - 504, 510	Indikatoretiketten	663	Kapillare	16
Hansaplast	351	Indikatorpapier	66	Kartei-Hausbesuchtasche	173
Hansaplast Classic	347	Infektionsschutzkoffer	871	Karteisysteme	169
Hansaplast Soft	349	Influenza A und B	104	Kartenlesegeräte	167
Hansaplast Sprühpflaster	355	Infrarot Ohrthermometer	143	Kartuschen für Bunsenbrenner	123
Hansapor	345	Infrarot Wärmeleuchte	264	Kassette Strep A Test	103
Hausdesinfektionsmittel	467 - 471	Infusionsdruckmanschetten	694	Kathetergleitgel	737
Haushaltshandschuhe	76	Infusionsgeräte	692, 693	Kathetersets	751
Haut- und Fadenschere	189	Infusionsgeräte Perfudrop	695		

Katheterstopfen	575, 739	Kristeller Spekula	201	Liegenauflagen	330
Katheterventil Stäubli	738	Kühlbandagen	865	Liegenbezüge	302
Kehlkopfspiegel	199	Kühlcontainer	34	Life Breezer Atemspender	783
Keilkissen	889	Künstliche Nasen	789	Lifebox Retainer-Systeme	813 - 815
Kimberly Clark Faltpapier	511	Künstlicher Schädel	282	Lifebox Systeme	816 - 820
Kinder-Röntgenschürzen	564	Kunststoff Ohrküretten	160	Lifeguard Abseilspinne	850
Kinder-Untersuchungsliege	313	Kunststoff Pasteurpipetten	21	Lifeguard Dreieckstücher	416
Kinder-Urinklebebeutel	750	Kunststoff-Laryngoskopspatel	799, 801	Lifeguard Schutzbrillen	652
Kinderelektroden	530	Kunststoff-Watteträger	57	Lifeguard Sicherheits-Taschenbehälter	524
Kinderelektroden mit Kabel	531	Kunststoffkoffer	822, 823	Lifeguard Spineboards	842
Kinesiologie-Tape	268, 269	Küretten	201	Lifeguard Vinyl Handschuhe	621
Klammeradapter	531	Kurzzugbinden	417 - 420	Lifosan	469
Klammerelektroden	536	Küvettenhalter	35	Lifter für Patienten	903
Klammerpinzetten	193			Lifterwaagen	175
Klapptablett	892	L		Ligaturscheren	190
Klarsichtrollen	251	Labogaz Bunsenbrenner	123	Liquid Gel Elektroden, Schaumstoff	528
Klarsichtrollen für Heißluftsterilisation	664	Labor-Rührstäbchen	70	Lister Verbandschere	209
Kleberinge	535	Laborbad-Stabilisator	124	Littmann Stethoskope	136, 137
Kleidungsschutz	498	Laborhocker	305	Lochtücher	656
Knete	972	Laborinkubator Wärmeschrank	91	LP 2 Photometer	121
Knick-Cup Becher	714	Laborprobenbeutel	186	Luftbefeuchter	264
Knochenhaltezange	241	Laborprobengefäße	36, 37	Luftkammerschienen	839
Knopfsonden	222	Laborschutzbrillen	874		
Kocher Klemmen	196	Labortabletts	43	M	
Kocher Klemmen	670, 697	Laborwaage	51	m.cast air	446
Kochsalzampullen	697	Laborwecker	128	m.cast Stützverband	435
Kochsalzlösung	696, 697	Lactate Accutrend	84	m.silk Pflaster	335
Kodan Tinktur	468	Lady T.E.N.S. Inkontinenzgerät	763	m.tape Stützverband	341
Kodan Tücher	467	Lagerungshilfen	725, 726	m.trans Fixierpflaster	339
Koffermassageliege	303	Lamellen-Griffstopfen	59	m.ware fix Verbandvlies	343
Kohäsive Mullbinden	405	Längenmessstab	179	m.ware pore	337
Kohrsolin	490	Langzeit Nadeln	272	Magensonden	582
Koldvest	865	Langzugbinden	421 - 423	Magillzange	197
Kombi Dusch-/Toilettenstuhl	908	Lanzetten	24 - 27	Magnetfeldtherapie	964
Komedonenquetscher	200	Laryngoskope	798 - 801	Magnetische Ohrkugeln	274
Komplettschutzoverall und Schutzsets	871	Larynxmasken	792	Magnoflex Produkte	964, 965
Kompressen und Verbandmull	376 - 378	Larynxtubus	795	Makroküvetten	39
Kontrastmittel	584, 585	Laser Pen	278, 279	Mandrins für Venenverweilkanülen	594
Kontrastmittelbeutel Economy	579	Lastogrip	390	Manisoft	470
Kontrastmittelpumpe	583	Lastotel	402	Mantelschürzen	561
Kopffixiersystem Head-Fix	842, 843	Latex-Handschuhe	611 - 617	Manuelle Absaugpumpe	802, 803
Kopfkissenbezüge	302	Latex-Schlauch	72	Massagefußrolle	971
Kopflagerungsteil	571	Latexkatheter	731	Massagegerät zur Nervenstimulation	966
Kopfschneidezangen	203	Latschenkiefer-Einreibung	464	Massageliege	303, 314
Kopfwashbecken	937	Lavamoll Waschhandschuhe	939	Massageöle	465
Korbtragen	845, 850 - 852	Lavaset Krankenbettdusche	938	Massagesalbe	465
Kornzangen	197, 223	LED Leuchten	154	Matratzenschutzbezüge	723, 949
Kornzangenständer	247	LED Rettungskorsett	836	Maulöffner	227
Korsolex	490, 491	Lederclugs	328	Maulsperrer	227, 228
Korsolex Bohrerbad	485	Lemon Tip Erfrischungsstäbchen	709	Mayo Scheren	213
Kosmetikeimer	185	Leuco Plus	124	Med & Org Dateisysteme	168 - 173
Krallenzangen	231	Leukofix	339	Medi-Bowl Nierenschalen	517
Krankenstuhlwaagen	174	Leukoflex	338	Medi-Cell Wechseldrucksystem	944, 945
Krankentrage	854, 855	Leukoplast	334	Medi-Flow Wechseldrucksystem	946
Krankenunterlagen	516, 764	Leukopor	337	Medi-Net Gerätetisch	289
Krepp-Zungenläppchen	164	Leukosilk	335	Medi-Prevent Matratzenersatzsystem	947
Krepppapierbinden	430	Leukotape	340, 341	Medi-Protect Matratze	942, 943
Kreuzprobenröhrchen	33	Liegenabdeckungen	508, 509	Medi-Spat Holzmundspatel	703, 704

Medibox	712	Mischer-Stäbchen	16	Nierenschalen	719, 720
Medica-Turnmatten	974	Mitsubishi Original-Printerpapier	551, 552	Nilodor	761
Medikamenten-Dispenser	712	Mobile Dusche	936 - 938	Nilodor Luftverbesserer	58
Medikamenten-Einnahmebecher	711	Moderne Wunsversorgung	358 - 371	Nitril-Handschuhe	623
Medikamentendosierer/-zerkleinerer	710, 711	Modultaschen	813 - 815	Noppentrainer	971
Medikamentenschränke	322, 323	Mölnlycke Abdecktücher	659, 660	Notfall-Absaugpumpe	804
Medikrepp in Lagen	509	Mono-Flo Urinbeutel	744	Notfall-Schlafsack	857
Medisense Starterset	89	Monoclix Lanzetten	25	Notfallelektroden	532
Medispat Cervix Clean	63	Mononucleose Cleartest	105	Notfallmaske	782, 783
Medispray Silikonspray	794	Monovetten	17	Notfalltaschen	816 - 821
Medistix	708	Moorpackungen	450	Novofine Penkanülen	90
Meditherm-Wärmflaschen	453	Moosgummibälle	968	Nyocard Test	117
Meditip Watteträger	705, 707	Mosquito Klemmen	196, 222		
Mediware Abdecktücher	655 - 658	MoveMate	935	O	
Mediware Blasenspritzen	604, 605	MoveMate Umlagerungshilfe	569, 837	O2-Maske	784
Mediware Einmalrasierer	669	Moxa-Therapiezubehör	276	Oberschenkelstulpe	747
Mediware Elektrodenpapier	531	Mucosal Intensivreiniger	123	Objektträger	64, 65
Mediware Infusionsgeräte	692	Mucocit Reiniger	123	Objektträger Marker	66
Mediware Kompressen	381 ,382	Mucus Sauger	690	Objektträger Tablette	67
Mediware Krepppapier	514, 515	Müllbeutel	183	Objektträgerspender	68
Mediware Luer-Lock Spritzen	603	Mullro	376	Observer EKG-Gerät	166
Mediware Pinzetten	671	Multi-Dip-Cleartest	111, 112	Oculus Ishihara Tafel	282
Mediware Proktoskop	163	Multiadapter	17	Ohr-Akupunktur Nadeln	274
Mediware Spekulum	163	Multiclix Stechhilfe	83	Ohrpinzetten	194
Mediware Spritzen	739	Multidrug-Drogentest	110, 111	Ohrschlingen	200
Mediware Tips	161	Multisample Kanülen	19	Ölspray für Instrumente	211
Mediware Überschuhe	647	Multistix	78	Omnifix Pflaster	342
Mediware Ultraschall-Schutzhüllen	544	Munderfrischungsstäbchen	709	Omniplast	336
Mediware Universalklemmen	670	Mundkeil	790	Omnipor	336
Mediware Vaginalspekulum	630	Mundsperrer	215	Omnisilk	336
Mediware Waschhandschuhe	668			Omnitest Blutzuckermessgerät	88
Mediware Zahnbürste	702	N		One Touch Ultra	80
Medizinische Felle	940, 941	Nabelschnurschere	220	OP-Clogs	327
Mefix Fixiervlies	346	Nachtschränke	930	OP-Instrumente	212 - 224
Mefix Spezielle Wundauflagen	367	Nachtstuhl-Einsätze	904	OP-Kittel	632
Mehrzweckscheren	191, 206, 870	Nacken- und Knierollen	725	OP-Mundschutz	639, 640
Meliseptol	483, 492	Nackenrollenbezüge	302	OP-Scheren	212
Melkfett	459	Nadelhalter	192, 217, 218	OP-Schleimabsauger	690
Mepilex Mölnlycke	368	Nagelausreisszange	204	OP-Schürzen Röntgen	560
Mepore	367	Nagelbohrer	210, 434	OP-Schutzkleidung	636, 661
Merck Nährböden	92	Nagelpfeile	191	OP-Tischabdecktücher	657
Merckofix Spray	66	Nagelscheren	191	Ophardt Seifenspender	505
Mesoft Kompressen	385	Nahtmaterialien	356	Opthalmoskope	158
Messbecher	48 - 51	NanoComfort Wannendifter	913	Optiderm	468
Metallgriff-Nadeln	271	Narkose- und Befeuchterschlauch	689, 780	Optidrop	653, 654
Metallklammern	577	Nasenringe	229	Orga Kartenlesegerät	167
Metzenbaumschere	189	Nasenspekulum	200, 215	Orthesen	442
Microfine Nadeln	90	Nasopharyngealtuben	792	Otoskope	155 - 161
Microlet Lanzetten	88	Nato-Krankentrage	854	Oxford Pipettenspitzen	30
Micropore	338	Natrium-Citratlösung	59	Ozon-Therapiezubehör	699
Microtape Elektroden	529	Natriumcitrat Lösung	697		
Migränebrillen	453	Nelatonkatheter	732, 733, 735	P	
Mikrofaser Thermosack	884	Neopoint Einmalkanülen	589	Pädiatriebezüge für Stethoskope	138
Mikrozid	482	Neoprenkissen	889	Pagasling Tupfer	380
Mikulicz Klemmen	196	Nervenstimulator PainMate Pen	265	PainMate Inkontinenzgeräte	762, 763
Mini-Photometer Dr. Lange	121	Netzverbände	386 - 389	PainMate Pen Piezo-Stimulator	265
Mini-Trainer	976	Niederdruckfolienbeutel	183	PainMate T.E.N.S Geräte	952 - 957
Minitrach Set	794	Nierenschalen	248	Pannenschutz für Rollstuhlfahrer	885

Pappmündstücke	548	Praxiskasack	326	Response Betreuertasche	455
Parafilm Abdeckfolie	122	Praxiswagen	287 - 289	Response Tasche	821
Parker Produkte	538 - 545	Pressure Man Privat-Blutdruckmessgerät	139	Rettungsdecken	858, 862
Pasteurpipetten	21	Primasept	467	Rettungskorsett	836
Pathologie Versandgefäße	71	Primedic Defibrillatoren	810 - 812	Rettungsschere Forma	209
Patienten-Wärmedecken	329	Pro-Lite Spineboard	844	Rettungsschlitten	845
Patientendrehscheibe	935	Pro-Natal Ovulationstest Cleartest	96	Ringelblumensalbe	459
Patientenkittel	643	Probengefäße	32, 40, 43	Ringerlösung	697
Patientenkittel Mediware	586	Procare Moll Krankenunterlage	516	Ringmarken-Pipetten	15
Patientenlifter	903	Procell Batterien	148	Röhrchen aus Polypropylen	37
Patientenschuhe	438, 439, 646	Profi-Rucksack Backpack	817	Roll-Aid Umlagerungshilfe	570
Patiententragegurte	571	Profi-Tasche	818	Rollator XXL	901
Pean Klemmen	196, 670	Proktoskop aus Kunststoff	630	Rollenpflaster	334 - 339
Pedal-Beintrainer	976	Proktoskope	159	Rollpinzette	236
Peelingcreme	462	Pulsoximeter	806 - 809	Rollstuhlkissen XXL	888, 900
Peep-Ventile	775	Pulsuhr	128	Rollstuhlnetz	891
Pen-Kanülen	90	Pulvertrichter	44	Rollstuhlrampen	886
Penlights	153	Pur-Zellin	379	Rollstuhlwaagen	175
Perasafe Instrumenten-Desinfektionsmittel	488	Pütterbinden	415, 420	Rollstuhlzubehör	884, 885
Perfusionsleitung	693	PVC Beatmungsbeutel	769 - 771	Rolltrithocker	295
Perfusionsspritzen	602	PVC Masken	777	Rolyan Binden	408
Perkussionshämmer	206	PVC Schlauch	72	Röntgen OP-Schürzen	560
Personal Katheter Silikon	733			Röntgen-Schaumkeil-Sortiment	571
Petrischalen	70	Q		Röntgenfilmtaschen	171
Pflasterbox	398	Quarkkompressen	452	Röntgenschutzrock	563
Pflasterspender	400	Quecksilberfreie Thermometer	152	Röntgentischauflagen	571
Pflegebad-Öl	470	Quick Breezer Beatmungsfolie	781	Röntgenunterlegering	580
Pflegebett	930	Quick-Spot Elektroden	529	Röntgenzubehör	576, 577
Pflegeemulsionen	475 - 477	Quickstep Schienen	438	Rückenstützkeile	725
Pflegehandschuhe	461, 501			Rückstütze	932
Pflegeschaum	459	R		Ruhe-Liegesessel	293
Physiotherapiebälle	975	Radiaxon	572	Rührstäbchen	70
Pinzette mit Lupe	194	Rappaport Stethoskope	131	Rundbodenröhrchen	33
Pinzetten	192, 213, 214	Rasierschaum	668, 669	Rundküvetten Readytest	121
Pipettenspitzen	30	Raspatorium	224	Rundum-Strahlenschutzschürzen	561, 562
Pipettierhilfe	15, 21, 70	Raspel	238, 239		
Plastrona Longetten	433	Raumteiler	305	S	
Platrix Binden	432	Readyteste	120, 121	S & M Labor	496
Plattform- und Adipositaswaage	181	Reagenzflaschen	42	S & M Waschlotion	476
Pleurapunktions-Sets	666	Reagenzglasbürsten	59	Safe Vent Ventil	738
Pluripet	29	Reagenzglasgestelle	34 - 36	Safety Sets	699
Pocket Breezer	782, 783	Reaktionsgefäße Servoprax	31	Safetyboxen	399
Polster für Armlehnen	891	Reanimationsbrett	797	Salbendosen	41
Polsteraufsatz für Toiletten	906	Red Dot Elektroden	533	Sanicuff Sicherheitsdarmrohre	575
Polstermaterial u. Krepppapierbinden	430, 431	Redon Drainagesystem	691	Sanitätsschränke	832, 833
Poly Classic Handschuhe	626	Redux Gel	539	Santral Papierhandtuchspender	507
Postoperativer Patientenschuh	439	Reflotron Teststreifen	77	Santral Seifenspender	505
Postversandgefäße	37	Regencape	884, 892	Sarstedt Kanülen	17
PP-Kittel	644	Regenschutz für Scooter	883	Sauerstoffbrillen	785, 786
Prämeta Stauer	150	Reinigungspulver Helix	492	Sauerstoffflaschen	788, 789
Präparatemappen	67, 69	Reizstromtherapie Gerätezubehör	534	Sauerstoffkatheter	785
Präparationsskalpelle	72	Rektalsonden-Schutzhüllen	544	Saug- und Verbindungsschläuche	691
Präparierscheren	190, 213	Rektoskope	159	Saugelektroden	536
Praxis Infusionsständer	301	Res-Q-Blade Spatel	798 - 801	Sauggriffe	919 - 921
Praxis-Terminer	170	Res-Q-Board Brett	797	Saunders Board	834, 835
Praxishocker	305	Res-Q-Breezer Beatmungsbeutel	769 - 774	Savanah Toilettensitz	907
Praxishosen	326	Res-Q-Carrier	850	Savanah Wannentufen	917
Praxisinstrumente	187 - 209	Res-Q-Meter Pulsoximeter	806, 807	Scan Ultraschallgel	540

Schädel	282	Sensiflex Handschuhe	624	Servospray Elektrodenkontaktspray	539
Schalenständer	296	Sensiva Pflegeemulsion	475	Servoteste	79
Scharfe Löffel	199, 203	Sensor Elite	87	Servotube Nährboden	91
Schaukeltrage / Spineboard	848	Sensoren Medisense	87, 89	Servozink Zinkleimbinde	429
Schaukeltragen	846, 847	Servo 1. Hilfe Wundschnellverband	347	Seutin Verbandschere	209
Schaumstoff-Sitzkissen	892	Servo Comfort Schuhe	438	Shampoo Caps	460
Scheidenspekula	201	Servo Staby Bewegungstherapiegerät	967	Sharpsbin Abfallcontainer	522
Schienenmaterial	440, 441	Servoboxen	518 - 524	Shavemate Rasierwasser-Tuch	669
Schilddrüsenschutz	566, 567	Servocare Darmspülsystem	580	Showereasy Befestigungssystem	921
Schlauch- und Kabelhalter	290	Servocare Kontrastmittelbeutel	578 - 580	Sicherheits-Taschenbehälter	722
Schlauchklemmen	197	Servocare Kopfwaschbecken	937	Sicherheits-Urinsammelsystem	20
Schlauchverband	386 - 389	Servocare Protect	516	Sicherheitscontainer	520 - 524
Schlauchverbinder	46, 47, 575	Servocare Toilettensitz	907	Sicherheitsdarmrohre	573 - 575
Schlinggaze-Tupfer	380	Servoclean Autoclaven	252 - 255	Sicherheitsflügelkanülen Safe Touch	592
Schlitzkompressen	385	Servoclean Heißluftsterilisatoren	258	Sicherheitsgebläseball	576
Schluckfix Kanülensammler	165	Servocomfort Sitzerrhöhungen	905	Sicherheitslanzetten	28
Schluckfix Kanülensammler	523	Servocomp Elast	418	Sicherheitsnadeln	870
Schlupfsack	884	Servocult Nährboden	91	Sicherheitsaugriff	919
Schlüsselbeinbandagen	443	Servoderm I. V. Katheterpflaster	353	Sicherheitschlafsack	932
Schmerztherapie-Geräte	952 - 963	Servoderm Wundschnellverband	345	Sicherheitsskalpelle	672
Schnabeltassen	716	Servodoc Blutdruckmesser	139	Signa Elektrodenspray	538
Schnelltest Hepato-Quick	114	Servodor Anti-Geruchsspray	761	Silclear Katheter	730
Schraubdeckelcontainer	42, 53	Servodor Antigeruchsspray	58	Silcoat Katheter	731
Schreibunterlagen	834, 835	Servodur Fein Langzugbinden	421	Silicor Polster	890
Schröpfungläser	277	Servodur kräftig	423	Silikon Beatmungsbeutel	772, 773
Schulterbandagen	443	Servofast Schlauchverband	391	Silikon CPAP Masken	688, 689
Schürzen	645, 650	Servofit Fitnessband	973	Silikon Gel Platten	372, 373
Schürzen-Farbübersicht	557	Servofix Netzhöschen	761	Silikon Urinare	729
Schutzauflagen	516	Servoflex Haft	412	Silikonkatheter	730
Schutzbrillen	652, 653, 874	Servoflex Ideal	411	Silikonmasken	776
Schutzhauben	633, 637	Servoflex Universal	413	Silikonspray	211
Schutzmäntel	326	Servoform Einlagen	760	Skalpellklingen	674 - 677
Schutzmasken	866, 869	Servogel	537	Skinmarker	681
Schutzoverall	648, 649	Servogrip Kompressionsbandage	389	Skinsept	473
Schutzservietten	498	Servohip Protector	950	Soehle Laborwaage	51
Schutzwesten	563	Servoinjekt Injektionspflaster	351	Soehle Waagen	174 - 179
Schwämme für Reizstromgeräte	534	Servolan Elast Kurzzugbinden	417	Sofort-Wärme-Kompressen	450
Schwammtaschen	534	Servolan Haft	419	Softasept	469
Schwangerschaftstest	94, 95	Servomed S Wundschnellverband	349	Softaskin	471
Schwangerschaftstest HCG Midstream	94	Servomobil	878 - 883	Softclix Classic	83
Schwestern- und Praxisstet	191	Servomobil Rollstuhl	887	Softclix Lanzetten	25
Schwesternhauben	634, 635	Servomull Color Haft	407	Softhand Cotton Handschuhe	396, 615
Scootergarage	883	Servomull Elast Fixierbinde	403	Softhand Extra Vet	627
Scotchcast	436	Servomull Elast Haft	405	Softhand Handschuhe	611 - 627
Scott Ärztrollen	513	Servonetz Netzschlauchverband	387	Softhand PE-Handschuhe	626
Seal Easy Beutel	250	Servoplast Acryl Klebebinden	425	Softhand Verbandhandschuhe	859
Sedimentröhrchen	32	Servoplast Bi-Elast	427	Solid Gel Elektroden, Schaumstoff	528
Sedisafe Sicherheitspipetten	55	Servoplast Elast elastische Klebebinde	424	Sonnenschutz für Rollstühle	885
Sehtest Tafeln	282	Servoplate Nährböden	92	Sony Original-Printerpapier	553
Seidenpflaster	335	Servoplot Würfelmatratze	943	Sony Videoprinter	554
Seifenlappen	330	Servoprax Venenstauer	150, 151	Spectra Elektrodengel	538
Seifenspender	504 - 505	Servoprax Videoprinterpapier	549	Spekula	201, 237
Seirin Nadeln	272	Servoprax Wannengriff	921	Spender und Abfallsammler	320
Sekusept Aktiv	484	Servoslip	759	Spezial-Gurtsystem	851
Sekusept Pulver	493	Servoson Ultraschallgel	540	Spezialbandage	442
Self-Seal Selbstklebebeutel	665	Servosport Color	409	Spezialgefäße für Proben	31, 37
Semikrepp	515	Servosport Eiswasser	464	Spezialreifen	885
Sempermed OP-Handschuhe	618	Servosport Kühlbox	455	Spezialschere für Tape	269

Spezialschürzen	566, 567	Syntex Handschuhe	622	Tragetaschen für Patienten	724
Spike Mini	701	Synthetikwatte	430	Transeptic Reiniger	541
Spinalkanülen Whitacre	598	Synthetische Stützverbände	435 - 437	Transfer- und Drehhilfe	915
Spineboards	842 - 844	Syphilis Cleartest	102	Transfusionsbestecke	700
Spirale für Objektträger	68			Transparente Pflaster	354
Spiralständer für Röntgenschürzen	568	T		Transpore	338
Spitacid	473	Tablett-Tische	931	Transportables Bidet	906
Splitterpinzetten	193	Tablettenmörser	711, 713	Transportcontainer	43, 71
Splitterzange	236	Tampograss	384	Transportkoffer	775
Sport-Profigkoffer	456, 830	Tamponadenbinden	384	Traumensalbe	465
Springseil	971	Tape-Verband	341	Tret-Abfalleimer	184
Spritzen	600 - 609	Taschen-EKG-Gerät	166	Trichomonaden Test Cleartest	95
Spritzenspender	304	Tauch- und Wurfingee	968	Tricodur	442
Spritzflaschen	47	Teflon-Dünndarmsonde	582	Tricodur Tubular	389
Sprühpflaster	358	Tena Discreet	757	Tricoplast	427
Sprunggelenkschiene GelCast	447	Tena Vorlagen	758	Trink- und Universalbecher	54
Sputumbecher	248, 715	Tensive Klebegel	539	Trinkbecher	716, 717
Square-Spot Elektroden	530	Terminplaner	170	Trinkhalme	714
Stabilisator	885	Terralin	486	Trivex Schutzhandschuhe	76, 623
Standard-Kathetersets	751 - 753	Textil Elektroden	529	Trop-T Test	114
Stativwaagen	174, 177, 181	Textilpflaster m.ware plast	334	Troponin I Cleartest	97
Stechbecken	248	TG-Fingerlinge	390	Tuberkulinspritzen	609
Stechbecken	749	TG-Fix Netzverband	386	Tuchklemmen	195, 197, 222
Steel Blade Sets	798	Theraband	972	Tumormarker Cleartest	100
Stehhilfe	305	Therapiebälle	975	Tupfer-Fasszangen	195, 223
Stellisept	470	Therapiekit	972	Turnmatten	974
Stellisept Med	474	Therapieringee	968		
Steri-Klebeband	662	Thermasonic Gelwärmer	541	U	
Steribeutel	664 - 666	Thermo-Massagecreme	465	Überleitungshahn	694
Sterikrepp in Lagen	667	Thermokorsett	857	Überleitungskanülen	701
Steril-Seife	461	Thermometerhüllen	631	Überziehtiefel	646
Sterile Brandkompressen	861 - 863	Thermoscan Ohrthermometer	143	Ultraschall Luftbefeuchter	264
Sterile Einmalinstrumente	208	Thermosept	489	Ultraschall-Schutzhüllen	543, 544
Sterile Mullkompressen	383	Thermovent	789	Ultraschallgel	540 - 543
Sterile OP-Handschuhe	616	Thrombo Count	124	Ultraschallgeräte zur Reinigung	249
Sterile Untersuchungshandschuhe	616	Tiemannkatheter	735	Ultraschallinhalator	259, 261
Steriles Kathetergleitgel	737	Tip Cleaner	226, 244	Ultraschallkopf-Reiniger	541
Sterilisationsrollen	251	Tippfix Alkoholspender	164	Ultraschallsonden-Schutzhüllen	629
Sterilisationszubehör	662 - 667	Tisch-Blutdruckmessgerät digital	138	Ultrasound Lotion	542
Sterilisiervlies	667	Toilettenbrille XXL	902	Ultrastop Antibeschlagmittel	653, 654
Sterillium	472	Toilettengestell	909, 911	Umlagerungshilfen	837, 934, 935
Sterillium Desinfektionstücher	472	Toilettenpapier	499	Umlagerungshilfe MoveMate	569
Stethoskopbezüge	138	Toilettenrollenhalter	507	Uniflex Ideal	410
Stethoskope	131 - 137	Toilettensitzerhöhungen	905 - 909	Universal Gonadenschutz	567
Stiefel Hautstanzen	680	Toilettenstuhl	902, 904	Universal Ladegerät	147
Stimuplex Punktionskanülen	599	Top Fill Kontrastbeutel	578, 579	Universal Rollstuhl	886
Stirnleuchten	160	Topper Kompressen	382	Universal-Mehrzweckscheren	416
Stockschlaufe	897	Torex Kalt/Warm-Manschetten	451	Universal-Schienen Rettungsdienst	840, 841
Stoma-Versorgungssystem	754, 755	Tork Falthandtücher	502, 503	Universalbinden	414, 415
Stoppuhren	128	Tork Handtuchspender	503	Universalgefäße	39, 54
Strahlenschutz-Handschuhe	572	Tork Toilettenpapier	510	Universalkanülen Penfine	90
Stresselektroden	530	Tork Waschtücher	508	Universalkloben	290
Studentenetui	206	Tracheal-Saugset	690	Universalliege	315
Stuhlprobensammler	38, 99	Trachealhäkchen	221	Universalschüsseln	248
Stützgriffe	920	Tracheostomie-Katheter	690	Universalständer	36
Suprasorb	364	Tracheostomiekatheter	804	Universaltablets	43
Surflo Perfusionskanülen	592	Tragenauflege	855	Universaltische	294, 931
Swann Morton Skalpelle	678	Tragestuhl	852	Universaltrichter	44

Universalwagen	285	Verbandschränke	832, 833	Wirbelsäulenmodell	281
Unsterile Mullkompressen	381	Verbandspäckchen	396, 859	Wischstäbchen mit Alkohol	23
Unterarm-Gehstützen	896	Verbandsschränke	392	Wischtücher / Putztücher	500, 501, 509
Untersuchungs- und Blutentnahmestuhl	324	Verbandtasche	399	Wochendispenser	713
Untersuchungs- und Massageliege	311	Verbindungsschläuche	784	Wundbenzin	122
Untersuchungsleuchten	296 - 298	Verbrennungssets	397	Wundhaken	198, 205, 221
Untersuchungsliege	303	Verneblersets	261	Wurzelheber	235
Untersuchungsmäntel	641 - 644	Verneblersets	787		
Urgo Wundauflagen	370, 371	Versandbehälter für Objektträger	68, 69	X	
Urgo-Injektionspflaster	350	Verschlusskappen	16	XXL Produkte	900 - 903
Urgoderm Stretch	342	Verschlusskappen Luer-Lock Systeme	610		
Urgoflex	406	Veterinärhandschuhe	627	Y	
Urgomull	401	Veterinärinstrumente	227 - 241	Y-Konnektor	576
Urgosorb	371	Videoprinter	550 - 554	Y-Konnektoren	47
Urgosterile	346	Vielzweck-Geratetische Varimed	317		
Urgosyval	336	Vierkant-Küvetten	120	Z	
Urgotül	370	Vinyl Handschuhe	619 - 622	Z-Gefäß-Ständer	34
Uricult	92	Virkon Desinfektionsmittel	125 - 127	Zählkammern	64
Urimax Klebebeutel	750	Virkon Sprühdeseinfektionsmittel	480, 481	Zahnbürsten	702
Urin-Beinbeutel	746	Virkon Wipe Desinfektionstücher	478, 479	Zahnprothesen-Dosen	715
Urinar-Kondome	729	Vita One Touch	80	Zahnzangen	231 - 235
Urinbecher	20, 52 - 54	Vitalbad für die Füße	462	Zeckenset	398
Urinbeutel	742 - 746	Vivomed Elektroden	527 - 532	Zeckenzange	204
Urinbeutelhalter	745	Vivomed Kalt/Warm-Kompressen	448	Zell-Tip Duo Kompressen	377
Urinflaschen	748	Vliespflaster	337	Zellstoff in Lagen	509
Urinflaschenbürste	748	Volkmann Löffel	203	Zellstoff Nierenschalen	517
Urinmesssysteme	745	Vollmasken Silikon	688	Zellstoffschalen	517
Urinteststreifen	77	Vorratsschränke	322	Zellstofftupfer Zell-Tip	379
Uriplast Sedimentröhrchen	32			Zemuko Kompressen	377
Uterussonden	202	W		Zentrifugen	73 - 75
		Wachsplatte	16	Zentrifugenröhrchen	32, 33
V		Wandhalter für Hygienebeutel	499	Zetuvit	377
Vac-Q-Breezer Absaugpumpe	802, 803	Wandhalterung für Röntgenschrürzen	568	Zootiere-Sortiment	186
Vacutest System	18	Wandschirm	305	Zubehör für Autoclaven	256, 257
Vaginal-Schutzhüllen	544	Wannendrehsitz	922	Zubehör für Gerätetische	318, 319
Vaginalspekula	630	Wanneneinstiegshilfen	916, 917	Zubehör für Kauter	244
Vaginalspekulum	163	Wannenmatten	928	Zubehör für Liegen	316
Vakuum-Handpumpe	853	Wärmedecken	329	Zubehör für T.E.N.S./E.M.S. Geräte	962, 963
Vakuummatratze	853	Wärmeleuchte Infrarot	264	Zubehör für Thermodrucker, div. Papiere	547
Varimed Gerätetische	317 - 319	Wärmflaschen	453	Zungenzangen	198, 199
Varimed Untersuchungsliegen	308, 309	Warzenvereisungsmittel Dermafreezer	245	Zureiche-/Gerätewagen	289
Variosafe Lanzetten	28	Waschbare Inkontinenzprodukte	764, 765	Zureichetisch	290
Varolast	429	Waschbare Inkontinenzprodukte	949	Zureichewagen	286
Varta Batterien	148	Waschbare Krankenunterlage	516	Zweiteil-Schutz ‚Kid‘	564
Vasofix Venenverweilkanüle	593, 596	Wäschesammler	182	Zweiwegehähne	46
Venenstauer	150, 151	Waschhandschuhe	939		
Venenstripper	666	Waschlotion	463, 466, 513		
Venenverweilkanülen Vernüle	595	Waschschüsseln	721		
Venflon Venenverweilkanüle	596	Wasserfeste Einmalkittel	586		
Venofix Perfusionskanülen	593	Wasserfestes Ärztekrepp	515		
Venosafe Kanülenfixierpflaster	352	Watte	376		
Venovac Kanülen	19	Watteträger	57, 205, 705 - 707		
Ventcath Katheterventil	738	Wechseldrucksysteme	944 - 947		
Verband-Handschuhe	396	Weithalsflaschen	60, 61		
Verbandhandschuhe	859	Wiegegläser	41		
Verbandkästen	392 - 400, 836	Windelhosen	756 - 761		
Verbandklammern	416	Wingflo Kanülen	590		
Verbandscheren	190, 191, 416	Wirbelsäulenbrett	842 - 844		

BODE CHEMIE

STERILLIUM®: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Hände-Desinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Erst nach Aufdrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt: 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden.

STERILLIUM VIRUGARD: Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99% 95,0 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Selten treten leichte, diffuse Hautrötungen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen.

STERILLIUM CLASSIC PURE: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Erst nach Aufdrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO₂ löschen. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden.

STERILLIUM DESINFEKTIONSTUCH: Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 1 Feuchttuch mit einem Gesamtgewicht von ca. 4,2 g enthält: Wirkstoffe: Propan-2-ol 1.341,00 mg, Propan-1-ol 894,00 mg, Mecetroniumetilsulfat 5,96 mg. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Duftstoffe, Gereinigtes Wasser, Papier. Anwendungsgebiete: Zur Desinfektion von vegetativen Bakterien, Mykobakterien und Pilzen an Händen und Haut. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Nicht anwenden bei Unverträglichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Bei sehr häufigem Gebrauch als Hände-Desinfektionsmittel tritt gelegentlich leichte Trockenheit der Haut auf. Als Gegenmaßnahme wird eine regelmäßige Hautpflege wie zum Beispiel die Verwendung von Hautcremes empfohlen. Warnhinweise: Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen anwenden.

CUTASEPT® F: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksamer Bestandteil: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol. %. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und o-perativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenutzung unter Bluteere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Aufdrocknung abwarten. Erst nach Aufdrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

CUTASEPT® G: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol. %. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser, Gelborange S (E 110), Chinolingelb (E 104), Brillantschwarz (E 151). Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept G während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind selten. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenutzung unter Bluteeremanschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Aufdrocknung abwarten. Erst nach Aufdrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21,5 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

B. BRAUN, MELSUNGEN

BRAUNODERM® / BRAUNODERM® NACHGEFÄRBT: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph. Eur.) 50,0 g, Povidon-Iod mit 10 % verfügbarem Iod (mittleres Molekulargewicht von Povidon etwa 40.000) 1,0 g Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Kaliumiodid (0,4 g, Stabilisator), Natriumdihydrogenphosphat (Braunoderm® nachgefärbt zusätzlich: Farbstoffe E 110, E 124, E 151) Anwendungsgebiete: Zur Desinfektion der Haut vor operativen Eingriffen, Injektionen, Punktionen, Katheterisierungen, Blutentnahmen, Impfungen. Gegenanzeigen: Hyperthyreose oder eine andere manifeste Schilddrüsenerkrankung, Dermatitis herpetiformis Duhring, Planung oder Durchführung einer Radioiodtherapie (bis zum Abschluss der Behandlung), Überempfindlichkeit gegenüber Iod, 2-Propanol oder einen anderen Bestandteil des Arzneimittels. Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 21-22 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Nebenwirkungen: Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut, z.B. kontaktallergische Reaktionen vom Spättyp auftreten, die sich in Form von Jucken, Rötung, Bläschen o. ä. äußern können. In Einzelfällen wurde über eine Beteiligung anderer Organe berichtet. Gelegentlich können lokale, alkoholbedingte Austrocknungs- und Reizerscheinungen der Haut (Rötung, Spannung, Juckreiz) auftreten.

SOFTA-MAN®: Zusammensetzung: 100 ml Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ethanol (100 %) 45 g, Propan-1-ol 18 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Diisopropyladipat, Poly(oxyethylen)-6-glycerol(mono,dialkanoat C8 - C10, Dexpantenol, Bisabolol, Geruchsstoffe (enthalten Limonen und Linalool), Allantoin. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder Propan-1-ol oder einen der sonstigen Bestandteile von Softa-Man. Warnhinweise: Entzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen! Nicht in die Augen bringen. Nicht auf verletzter Haut oder auf Schleimhäuten anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. 52,3 Gew. % Ethanol, 20,9 Gew. % Propan-1-ol. 21-22 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich.

PROMANUM®N: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ethanol (100 %) 73,4 g, Propan-2-ol 10,0 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, Isopropylmyristat, Sorbitol, (Hexadecyloctadecyl)bis((RS)-2-ethylhexanoat)], Povidon MW 40000, Geruchsstoffe, Farbstoffe Patentblau V (E 131) und Chinolingelb (E 104). Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder Propan-2-ol oder einen der sonstigen Bestandteile von Promanum N. Schwangerschaft und Stillzeit: Bei sachgemäßem Gebrauch kann Promanum N während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise: Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen! Nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt. VbF: B, 73,4 Gew. % Ethanol, 10,0 Gew. % Propan-2-ol, 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Ausbringung max. 50 ml/m². Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich.

SOFTASEPT® N / SOFTASEPT® N GEFÄRBT: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ethanol (100 %) 74,1 g, Propan-2-ol 10,0 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser (Softasept® N gefärbt zusätzlich Povidon K 30, Citronensäure, Farbstoffe Gelborange S (E 110) und Azorubin (E 122)). Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Punktionen und Injektionen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Ethanol oder Propan-2-ol. Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber Gelborange S (E 110), Azorubin (E 122) oder einem der sonstigen Bestandteile von Softasept® N gefärbt (nur Softasept® N gefärbt). Softasept® N ist für die Antiseptik von Schleimhäuten und zur Anwendung in unmittelbarer Umgebung der Augen nicht geeignet. Schwangerschaft und Stillzeit: Bei sachgemäßem Gebrauch kann Softasept® N während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Warnhinweise: Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. - Nicht rauchen! Nicht in offene Flamme sprühen! Nur zum äußerlichen Gebrauch bestimmt. VbF: B, 74,1 Gew. % Ethanol, 10,0 Gew. % Propan-2-ol, 14 °C Flammpunkt nach DIN 51755. Ausbringung max. 50 ml/m². Nebenwirkungen: Insbesondere bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötung und Brennen kommen. Auch sind Kontaktallergien möglich. Die Farbstoffe Gelborange S (E 110) und Azorubin (E122) können Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen (nur Softasept® N gefärbt).

ECOLAB (HENKEL)

SPITACID® Lösung: Zusammensetzung: 100 g Spitacid enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 46 g Ethanol (96 %), 27 g 2-Propanol, 1 g Benzylalkohol. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxid-Lösung (30 %), Poly(oxyethylen)-fettsäureester, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Nicht zur Antiseptik großflächiger offener Wunden geeignet. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Leicht entzündlich. Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (nach DIN 51577): 21 °C. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen. In Originalgebinden und nicht über +25 °C lagern. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Arzneimittel sachgerecht entsorgen. Nebenwirkungen/Wechselwirkungen: Bisher keine bekannt.

SKINMAN® SOFT: Zusammensetzung: 100 g Skinman soft enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 60 g 2-Propanol, 0,15 g Benzalkoniumchlorid, 0,1 g Undecylensäure. Sonstige Bestandteile: Myristylalkohol, Glycerol (85 %), Geruchsstoffe, Patentblau E 131, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Entzündlich. Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (nach DIN 51577): 22 °C. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Art der Anwendung und Sicherheitsregeln beachten. Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. In Originalgebinden und nicht über +25 °C lagern. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden. Arzneimittel sachgerecht entsorgen. Nebenwirkungen/Wechselwirkungen: Bisher keine bekannt.

SKINSEPT® F: Zusammensetzung: 100 g Skinsept F Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 70 g 2-Propanol, 0,5 g Chlorhexidinbis (D-gluconat), 1,5 g Wasserstoffperoxid-Lösung 30 %. Sonstige Bestandteile: Poly(oxyethylen)-8-glycerol-mono- dialkanoat (C8 -C10), Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Indikationsgruppe: Händedesinfektionsmittel und Hautantiseptikum. Anwendungsgebiete: Gebrauchsfertige Lösung für die Hautantiseptik vor Operationen, Injektionen, Punktionen, Blutentnahmen und Impfungen, für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht für die Antiseptik von Schleimhäuten geeignet. Zur Wundantiseptik nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen die Inhaltsstoffe. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung/Warnhinweise: Leicht entzündlich. Nicht in Flammen sprühen. Flammpunkt (nach DIN 51577): 20 °C. Anwendungsdauer und Sicherheitsregeln beachten. Vor Anwendung elektrischer Geräte Produkt antrocknen lassen. Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen. Vor Durchführung eines enzymatischen Glucose-Nachweises Produkt mindestens 1 Minute antrocknen lassen. Anwendung an Säuglingen nur unter ärztlicher Kontrolle. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Arzneimittel sachgerecht entsorgen. In Originalgebinde und nicht über +25 °C lagern. Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Die gleichzeitige Anwendung von anionischen Tensiden kann zur Inaktivierung von Chlorhexidin führen. Nebenwirkungen: Eine kurzzeitige Rötung der Haut ist in den meisten Fällen bedeutungslos und verschwindet von selbst. Allergische Reaktionen wurden bisher nicht berichtet, sind aber nicht auszuschließen. Jede Nebenwirkung soll dem Arzt oder Apotheker mitgeteilt werden. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

SCHÜLKE & MAYR

DESDERMAN® N: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Ethanol 96 % 78,2g, Biphenyl-2-ol 0,1g Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropyltetradecanoat, (Hexadecyl/octadecyl)l(RS)-2-ethylhexanoat, Hexitole-Wasser(70:30), 2-Propanol (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser, Patentblau V, Chinolingelb, Geruchsstoffe. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, Hepatitis-B-Prophylaxe. Gegenanzeigen: Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem Inhaltsstoff. Desderman N darf nicht auf Schleimhäuten angewandt werden. Nebenwirkungen: Gelegentlich treten Trockenheit und Spannen der Haut bei täglicher Anwendung auf. Trotz weiterer Anwendung können diese Symptome bereits nach 8-12 Tagen meist wieder ab. Warnhinweise und spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung: Flammpunkt nach DIN 51755: 16 °C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

DESMANOL® N: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 1-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 2-Propanol (Ph.Eur.) 28,0 g, Milchsäure (Ph.Eur.) 0,3 g, sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Tetradecan-1-ol, (Hexadecyl/octadecyl)l(RS)-2-ethylhexanoat, Macrogol 4000, Natriumlactatlösung 50 %, Patentblau V, Geruchsstoff. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann es zu Hautirritationen (z. B. Rötung, Trockenheit) kommen. Trotz weiterer Anwendung können diese Missemphindungen bereits nach 8-10 Tagen meist wieder ab. Sehr selten kann es zu kontaktallergischen Reaktionen kommen. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nicht in die Augen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Flammpunkt nach DIN 51 755: 26,5 °C. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

PRIMASEPT® MED: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, 2-Propanol (Ph.Eur.) 8,0 g, Biphenyl-2-ol 2,0 g. Sonstige Bestandteile: Hyetellose, Natriumedetat (Ph.Eur.), (3-Cocofettsäureamidopropyl)-dimethyl-ammonioacetat, hydrierte Kokosfettsäure (C10 C18), Kaliumhydroxid, gereinigtes Wasser, Chinolingelb, Geruchsstoffe. Anwendungsgebiete: Hygienische Händedesinfektion und desinfizierende Hautreinigung. Gegenanzeigen: Unverträglichkeit gegenüber einem oder mehreren Inhaltsstoffen des Arzneimittels. Nebenwirkungen: In Einzelfällen kann es Überempfindlichkeiten gegenüber Inhaltsstoffen des Arzneimittels (Kontaktexzemen) kommen. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur äußerlichen Anwendung. Nicht in die Augen bringen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

OCTENIDERM®FARBLOS: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 30,0g, 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0g. Sonstiger Bestandteil: gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierung von Blutgefäßen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., einmalige Wund- und Nahtversorgung. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann Octeniderm farblos auch zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwendet werden. Gegenanzeigen: Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: bei häufiger Anwendung kann es zu Hautirritationen wie Rötungen, Brennen und Juckreiz kommen. Auch allergische Reaktionen (z. B. Kontaktekzeme) sind möglich. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Vermeidung des direkten Kontaktes von Octeniderm farblos mit Röntgenauflagen. Flammpunkt nach DIN 51755: 1-Propanol (Ph.Eur.) 45 °C, 2-Propanol (Ph.Eur.) 23,5 °C. Entzündlich. Nicht in offene Flammen sprühen. Nach Verschütten des alkoholischen Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand- und Explosionsgefahren zu treffen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

KODAN®-TINKTUR FORTE FARBLOS: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. Sonstige Bestandteile: Wasserstoffperoxidlösung 30 %, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u. a. Zur Wund- und Nahtversorgung. Zur hygienischen Händedesinfektion. Zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Gegenanzeigen: Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden Kodan Tinktur Forte farblos abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit Kodan Tinktur Forte farblos desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

KODAN®-TINKTUR FORTE GEFÄRBT: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.) 45,0g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 10,0 g, Biphenyl-2-ol 0,20 g. Sonstige Bestandteile: Chinolingelb, GelborangeS, Brillantschwarz BN, Wasserstoffperoxidlösung 30 %, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., zur Wund- und Nahtversorgung, zur Unterstützung allgemein-hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzkrankungen. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen. Vor Anlegen von Verbänden Kodan Tinktur Forte gefärbt abtrocknen lassen. Thermokauter erst ansetzen, wenn die mit Kodan Tinktur Forte gefärbt desinfizierten Hautpartien abgetrocknet sind. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

KODAN®-TÜCHER: Zusammensetzung 1 Feuchttuch enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol (Ph.Eur.) 0,7629 g, 1-Propanol (Ph.Eur.) 0,7629 g, Milchsäure (Ph.Eur.) 0,0254 g, Benzoesäure 0,0127 g. Sonstige Bestandteile: Cellulose-Vlies, Geruchsstoffe, Natriumlactat, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Desinfektion von Haut und Händen von Patienten, Pflegepersonal und Besuchern sowie der Haut beim Verbandswechsel und bei der Versorgung kleiner Wunden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann es bei häufiger Verwendung von Kodan Tüchern zu Trockenheit der behandelten Hautareale kommen. Trotz weiterer Anwendung klingt diese meist nach einigen Tagen wieder ab. Unverträglichkeitsreaktionen wie z. B. Kontaktdermatitis sind möglich. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Tuch nicht in die Augen bringen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

OCTENISEPT®: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1 g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: (3-Cocofettsäureamidopropyl)dimethylammonioacetat, Natrium-D-gluconat (Ph.Eur.), Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten antiseptischen Behandlung von Schleimhaut und angrenzender Haut vor diagnostischen und operativen Maßnahmen - im Ano-Genitalbereich von Vagina, Vulva, Glans penis, auch vor Katheterisierung der Harnblase - in der Mundhöhle. Zur zeitlich begrenzten unterstützenden Therapie bei Pilzkrankungen der Haut zwischen den Zehen sowie zur unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Gegenanzeigen: Octenisept sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. Intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Octenisept sollte nicht bei Unverträglichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Bei Spülungen in der Mundhöhle verursacht Octenisept vorübergehend einen bitteren Geschmack. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Octenisept nicht in größeren Mengen verschlucken oder in größeren Mengen in den Blutkreislauf, z. B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Bei Wundspülungen ist darauf zu achten, dass das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert wird. Bei Spülungen von Wundkavitäten ist darauf zu achten, dass ein Abfluss jederzeit gewährleistet ist (z. B. Drainage, Lasche). Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

OCTENISEPT® WUNDESINFREKTION: Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid 0,1g, Phenoxyethanol (Ph.Eur.) 2,0 g. Sonstige Bestandteile: (3-Cocofettsäureamidopropyl)dimethylammonioacetat, Natrium-D-gluconat (Ph.Eur.), Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Gegenanzeigen: Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels. Octenisept Wundesinfektion sollte nicht zu Spülungen in der Bauchhöhle (z. B. Intraoperativ) und der Harnblase und nicht am Trommelfell angewendet werden. Nebenwirkungen: Als subjektives Symptom kann in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Octenisept Wundesinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in größeren Mengen in den Blutkreislauf, z. B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen. Bei Wundspülungen ist darauf zu achten, dass das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert wird. Bei Spülungen von Wundkavitäten ist darauf zu achten, dass ein Abfluss jederzeit gewährleistet ist (z. B. Drainage, Lasche). Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

DESOMED / DR. TRIPPEN

ASEPTOMAN® LÖSUNG: Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. Enthält rückfettende Substanzen. Zul.Nr.: 24562.00.00 Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: arzneilich wirksame Bestandteile: 2-Propanol 63,1 g, 1,3 Butandiol 0,115 g. Sonstige Bestandteile: Lanolin-poly(oxyethylen)-xx, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Bakterizid incl. TbB (Mycobacterium tuberculosis), fungizid, begrenzt viruzid. Ergebnisse aus In-Vitro-Versuchen gegen BVDV und Vakzinavirus lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis-B-Virus, HI-Virus. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen/Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: keine bekannt. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Flammpunkt: 23 °C. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Warnhinweise: Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ASEPTODERM: Alkoholisches Haut-Desinfektionsmittel zum Besprühen oder Betupfen der Haut. Zul.-Nr.: 34734.00.00 Zusammensetzung: 100 g der gebrauchsfertigen Lösung enthalten: 2-Propanol 63,1 g, 1,3-Butandiol 0,1 g, Geruchsstoffe, gereinigtes Wasser Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Operationen, Inzisionen, Punktionen und Injektionen. Gegenanzeigen: Nicht auf der Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Nebenwirkungen/ Wechselwirkungen: Keine bekannt. Warnhinweise: Alkoholhaltig, entzündlich. Flammpunkt: 23 °C. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Symptome bei Verschlucken größerer Mengen: Euphorie, Enthemmung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft; in schweren Fällen Koma. Gegenmaßnahmen: Magenspülung, notfalls künstliche Beatmung; ansonsten Symptomatische Behandlung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden